




**PROFESJONALNE | PRECYZYJNE | NIEZAWODNE
ROZWIĄZANIA ENDODONTYCZNE**

Wszystkie pilniki z serii AF produkowane przez firmę wykonane są z materiału AF wire który we wstępnej fazie produkcji poddawany jest obróbce cieplnej.

Pilniki ze stali nierdzewnej, ze względu na sztywność materiału, nie są odpowiednie do poszerzania części wierzchołkowej kanału w wąskich i zakrzywionych kanałach. Stop niklowo-tytanowy przewyższa stal nierdzewną pod względem swojej plastyczności, wytrzymałości, odkształcenia odwracalnego, biokompatybilności i odporności na korozję.

Materiał AF-Wire to udoskonalony stop niklowo-tytanowy, który posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną i fleksyjność, która nie zmienia pierwotnego położenia kanału, oraz właściwości tnące.

Fanta oferuje trzy poziomy elastyczności, które zależne są od faz krystalicznych w stopie Ni-Ti. Stopy od Austenitu do Martenzytu: AF-L, AF-R oraz AF-H.



AF™ F-ONE

DO PONOWNEGO LECZENIA ENDODONTYCZNEGO


PLASKI DESIGN

OŚTRA KRAWĘDŹ TNĄCA


NIETNĄCY WIERZCHOŁEK

WYŻSZA ODPORNOŚĆ NA ZMĘCZENIE MATERIAŁU


IDEALNY DO ZAKRZYWIONYCH KANAŁÓW




Plaski design



2 aktywne punkty cięcia



Nietnący wierzchołek



SINGLE SIZE	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE	
F-ONE F1	A20 2304 021 020	A20 2304 025 020	A20 2304 031 020	04	#20	●
F-ONE F2	A20 2304 021 025	A20 2304 025 025	A20 2304 031 025	04	#25	●
F-ONE F3	A20 2304 021 035	A20 2304 025 035	A20 2304 031 035	04	#35	●
F-ONE F4	A20 2306 021 020	A20 2306 025 020	A20 2306 031 020	06	#20	●
F-ONE F5	A20 2306 021 025	A20 2306 025 025	A20 2306 031 025	06	#25	●
F-ONE F6	A20 2306 021 035	A20 2306 025 035	A20 2306 031 035	06	#35	●

(3pcs/box)

SINGLE SIZE	19MM	TAPER	SIZE	
F-ONE Open File	A20 2412 019 017	12	#17	●


(4pcs/box)

ASSORTED	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE
Open File + F1*3	A20 1404 021 020	A20 1404 025 020	A20 1404 031 020	04	#20
Open File + F2*3	A20 1404 021 025	A20 1404 025 025	A20 1404 031 025	04	#25
Open File + F3*3	A20 1404 021 035	A20 1404 025 035	A20 1404 031 035	04	#35
Open File + F4*3	A20 1406 021 020	A20 1406 025 020	A20 1406 031 020	06	#20
Open File + F5*3	A20 1406 021 025	A20 1406 025 025	A20 1406 031 025	06	#25
Open File + F6*3	A20 1406 021 035	A20 1406 025 035	A20 1406 031 035	06	#35

(4pcs/box)

AF™ BLUE S ONE

WYPRODUKOWANE W TECHNOLOGII AF-H WIRE
PRACUJĄ W RUCHU ROTACYJNYM
WYŻSZA ODPORNOŚĆ NA ZMĘCZENIE MATERIAŁU
PRZEKRÓJ PILNIKA W KSZTAŁCIE LITERY "S"
NIETNĄCY WIERZCHOŁEK



przekrój pilnika w kształcie litery "S"



Nietnący wierzchołek

SINGLE SIZE	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE	
S-ONE S1	A19 2304 021 020	A19 2304 025 020	A19 2304 031 020	04	#20	Yellow
S-ONE S2	A19 2304 021 025	A19 2304 025 025	A19 2304 031 025	04	#25	Red
S-ONE S3	A19 2304 021 035	A19 2304 025 035	A19 2304 031 035	04	#35	Green
S-ONE S4	A19 2306 021 020	A19 2306 025 020	A19 2306 031 020	06	#20	Yellow
S-ONE S5	A19 2306 021 025	A19 2306 025 025	A19 2306 031 025	06	#25	Red
S-ONE S6	A19 2306 021 035	A19 2306 025 035	A19 2306 031 035	06	#35	Green

(3pcs/box)

SINGLE SIZE	19MM	TAPER	SIZE	
S-ONE Open File	A19 2412 019 017	12	#17	Yellow


(4pcs/box)

ASSORTED	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE
Open File + S1*3	A19 1404 021 020	A19 1404 025 020	A19 1404 031 020	04	#20
Open File + S2*3	A19 1404 021 025	A19 1404 025 025	A19 1404 031 025	04	#25
Open File + S3*3	A19 1404 021 035	A19 1404 025 035	A19 1404 031 035	04	#35
Open File + S4*3	A19 1406 021 020	A19 1406 025 020	A19 1406 031 020	06	#20
Open File + S5*3	A19 1406 021 025	A19 1406 025 025	A19 1406 031 025	06	#25
Open File + S6*3	A19 1406 021 035	A19 1406 025 035	A19 1406 031 035	06	#35

(4pcs/box)

AF™ BLUE R3

WYPRODUKOWANE W TECHNOLOGII AF-H WIRE
PRACUJĄ W RUCHU RECIPROKALNYM
WYŻSZA ODPORNOŚĆ NA ZMĘCZENIE MATERIAŁU
CZWOROBOCZNY
WIĘKSZA FLEKSYJNOŚĆ
BEZ USZCZERBKU NA SPRAWNOŚCI CIĘCIA



SINGLE SIZE	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE	
R3 - R1	A05 2306 021 020	A05 2306 025 020	A05 2306 031 020	06	#20	Yellow
R3 - R2	A05 2306 021 025	A05 2306 025 025	A05 2306 031 025	06	#25	Red
R3 - R3	A05 2306 021 040	A05 2306 025 040	A05 2306 031 040	06	#40	Black

(3pcs/box)



AF™ ROTARY

WYPRODUKOWANE SĄ W TECHNOLOGII AF-H WIRE
NIE ZMIENIA ANATOMII KANAŁU
DO ZAKRZYWIONYCH KANAŁÓW
TRÓJKĄTNY PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SINGLE SIZE	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE	
20/04	A03 2604 021 020	A03 2604 025 020	A03 2604 031 020	04	#20	●
25/04	A03 2604 021 025	A03 2604 025 025	A03 2604 031 025	04	#25	●
35/04	A03 2604 021 030	A03 2604 025 030	A03 2604 031 030	04	#30	●

(6pcs/box)

ASSORTED	21MM	25MM	31MM
Open File + C-Path 19/02 + 20/04 + 25/04 + 30/04	A04 1400 021 000	A04 1400 025 000	A04 1400 031 000

(5pcs/box)

AF™ OPEN FILE

SINGLE SIZE	16MM	TAPER	SIZE	
Open File	A03 2612 016 017	12	#17	●

(6pcs/box)

AF™ C-PATH FILE

SINGLE SIZE	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE	
C-Path 13/02	F21 2602 021 013	F21 2602 025 013	F21 2602 031 013	02	#13	●
C-Path 16/02	F21 2602 021 016	F21 2602 025 016	F21 2602 031 016	02	#16	○
C-Path 19/02	F21 2602 021 019	F21 2602 025 019	F21 2602 031 019	02	#19	●

(6pcs/box)



C-PATH ROTARY

WYPRODUKOWANE W TECHNOLOGII AF-L WIRE
WYSOKA FLEKSYJNOŚĆ
NIE ZMIENIA ANATOMII KANAŁU
KWADRATOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SINGLE SIZE	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE	
C-Path 13/02	F21 2602 021 013	F21 2602 025 013	F21 2602 031 013	02	#13	●
C-Path 16/02	F21 2602 021 016	F21 2602 025 016	F21 2602 031 016	02	#16	○
C-Path 19/02	F21 2602 021 019	F21 2602 025 019	F21 2602 031 019	02	#19	●

(6pcs/box)

ASSORTED	21MM	25MM	31MM
Open File + 13/02 + 16/02 + 19/02	F21 1402 021 000	F21 1402 025 000	F21 1402 031 000

(4pcs/box)

V-TAPER™ GOLD ROTARY



NARZĘDZIA O STOPNIOWEJ ROZSZERZALNOŚCI

3 PILNIKI KSZTAŁTUJĄCE KANAŁ

PILNIKI KSZTAŁTUJĄCE KANAŁ WYPRODUKOWANE W TECHNOLOGII AF-R WIRE


PILNIKI KOŃCZĄCE OPRACOWANIE WYPRODUKOWANE SĄ W TECHNOLOGII AF-H WIRE

SINGLE SIZE	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE	
SX		V02 2604 016 019		04 vt	#19	
S1	V02 2602 021 018	V02 2602 025 018	V02 2602 031 018	02 vt	#18	
S2	V02 2604 021 020	V02 2604 025 020	V02 2604 031 020	04 vt	#20	
F1	V02 2607 021 020	V02 2607 025 020	V02 2607 031 020	07 vt	#20	
F2	V02 2608 021 025	V02 2608 025 025	V02 2608 031 025	08 vt	#25	
F3	V02 2609 021 030	V02 2609 025 030	V02 2609 031 030	09 vt	#30	

(6pcs/box)

ASSORTED	21MM	25MM	31MM
SX+S1+S2+F1+F2+F3	V02 1600 021 000	V02 1600 025 000	V02 1600 031 000

(6pcs/box)



AF™ CL SYSTEM

DO KORYGOWANIA STOPNI W KANAŁE KORZENIOWYM

PILNIK WYPRODUKOWANY W TECHNOLOGII AF H-WIRE TECH

FABRYCZNIE ZAGIĘTA KOŃCÓWKA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY W KSZTAŁCIE TRÓJKĄTA

AF™ CL ROTARY FILE

SINGLE SIZE	21MM	25MM	31MM	TAPER	SIZE	
10/06	F07 2606 021 010	F07 2606 025 010	F07 2606 031 010	06	#10	
15/06	F07 2606 021 015	F07 2606 025 015	F07 2606 031 015	06	#15	
10/08	F07 2608 021 010	F07 2608 025 010	F07 2608 031 010	08 vt	#10	
20/07	F07 2607 021 020	F07 2607 025 020	F07 2607 031 020	07 vt	#20	
25/08	F07 2608 021 025	F07 2608 025 025	F07 2608 031 025	08 vt	#25	
30/09	F07 2609 021 030	F07 2609 025 030	F07 2609 031 030	09 vt	#30	

(6pcs/box)

ASSORTED	21MM	25MM	31MM
10/06+15/06+10/08+20/07+25/08+30/09	F07 1600 021 000	F07 1600 025 000	F07 1600 031 000

(6pcs/box)

AF™ RETREATMENT ROTARY



SINGLE SIZE	PN	TAPER	SIZE	
Retreatment File 1	F09 2607 025 020	07	#20	
Retreatment File 2	F09 2608 021 025	08	#25	
Retreatment File 3	F09 2609 019 030	09	#30	

(6pcs/box)


ASSORTED	31MM
20/07+25/08+30/09	F09 1300 000 000

(3pcs/box)

STAINLESS STEEL K FILE

SIZE	21MM	25MM	31MM	
#6	H14 2602 021 006	H14 2602 025 006	H14 2602 031 006	●
#8	H14 2602 021 008	H14 2602 025 008	H14 2602 031 008	●
#10	H14 2602 021 010	H14 2602 025 010	H14 2602 031 010	●
#6 - #10	H14 1602 021 001	H14 1602 025 001	H14 1602 031 001	
#15	H14 2602 021 015	H14 2602 025 015	H14 2602 031 015	○
#20	H14 2602 021 020	H14 2602 025 020	H14 2602 031 020	●
#25	H14 2602 021 025	H14 2602 025 025	H14 2602 031 025	●
#30	H14 2602 021 030	H14 2602 025 030	H14 2602 031 030	●
#35	H14 2602 021 035	H14 2602 025 035	H14 2602 031 035	●
#40	H14 2602 021 040	H14 2602 025 040	H14 2602 031 040	●
#15 - #40	H14 1602 021 002	H14 1602 025 002	H14 1602 031 002	
#45	H14 2602 021 045	H14 2602 025 045	H14 2602 031 045	○
#50	H14 2602 021 050	H14 2602 025 050	H14 2602 031 050	●
#55	H14 2602 021 055	H14 2602 025 055	H14 2602 031 055	●
#60	H14 2602 021 060	H14 2602 025 060	H14 2602 031 060	●
#70	H14 2602 021 070	H14 2602 025 070	H14 2602 031 070	●
#80	H14 2602 021 080	H14 2602 025 080	H14 2602 031 080	●
#45 - #80	H14 1602 021 003	H14 1602 025 003	H14 1602 031 003	
#90	H14 2602 021 090	H14 2602 025 090	H14 2602 031 090	○
#100	H14 2602 021 100	H14 2602 025 100	H14 2602 031 100	●
#110	H14 2602 021 110	H14 2602 025 110	H14 2602 031 110	●
#120	H14 2602 021 120	H14 2602 025 120	H14 2602 031 120	●
#130	H14 2602 021 130	H14 2602 025 130	H14 2602 031 130	●
#140	H14 2602 021 140	H14 2602 025 140	H14 2602 031 140	●
#90 - #140	H14 1602 021 004	H14 1602 025 004	H14 1602 031 004	

(6pcs/box)



C-FLEX FILE

**DO WSTĘPNEGO RĘCZNEGO OPRACOWANIA WĄSKICH
LUB ZOBLITEROWANYCH KANAŁÓW
CZWOROKĄTNY PRZEKRÓJ POPRZECZNY
OSTRO ZAKOŃCZONY WIERZCHOŁEK
OGRANICZNIK SILIKONOWY**

SIZE	21MM	25MM	31MM	
#6	H17 2602 021 006	H17 2602 025 006	H17 2602 031 006	●
#8	H17 2602 021 008	H17 2602 025 008	H17 2602 031 008	●
#10	H17 2602 021 010	H17 2602 025 010	H17 2602 031 010	●
#13	H17 2602 021 013	H17 2602 025 013	H17 2602 031 013	●
#16	H17 2602 021 016	H17 2602 025 016	H17 2602 031 016	○

