

Implant Compatibility List for NeoBiotech Fixture Remover Kit

W przypadku producentów, którzy nie zostali wymienieni na liście, zaleca się, aby klinicysta przeprowadził próbę dopasowania, wybierając analog lub implant o odpowiednim gwincie i przetestował kompatybilność rozpoczynając od śruby FRS o największej średnicy (M2.5), a następnie – w kolejności malejącej – kolejne dostępne rozmiary. Takie postępowanie pozwoli na bezpieczne i dokładne określenie zgodności systemów.

Corporation	Implant System	Implant Diameter	Screw Size to use	Solution Kit Compatibility	Product Name
Nobel Biocare®	Branemark System® MK III Groovy NP	3.3mm	M1.6	YES	FRS16
	Branemark System® MK III Groovy RP	3.75mm	M2.0	YES	FRS20
	Branemark System® MK III Groovy RP	4.0mm	M2.0	YES	FRS20
	Branemark System® MK III Groovy WP	5.0mm	M2.5	YES	FRS25
	NobelSpeedy® System MK III Groovy NP	3.3mm	M1.6	YES	FRS16
	NobelSpeedy® System MK III Groovy RP	4.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelSpeedy® System MK III Groovy WP	5.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelSpeedy® System MK III Groovy WP	6.0mm	M2.5	YES	FRS25
	NobelReplace® Straight Groovy NP	3.5mm	M1.8	YES	FRS18
	NobelReplace® Straight Groovy RP	4.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelReplace® Straight Groovy WP	5.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelSpeedy Replace NP	3.5mm	M1.8	YES	FRS18
	NobelSpeedy Replace RP	4.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelSpeedy Replace WP	5.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelSpeedy Replace 6.0	6.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelReplace Tapered NP	3.5mm	M1.8	YES	FRS18
	NobelReplace Tapered RP	4.3mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelReplace Tapered WP	5.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelReplace Tapered	6.0mm	M2.0	YES	FRS20
	NobelActive®	3.5mm	M1.54	SPECIAL ORDER	FRS154
Straumann®	Standard	3.3 RN	M2.0	YES	FRS20
	Standard	4.1 RN	M2.0	YES	FRS20
	Standard	4.8 RN	M2.0	YES	FRS20
	Standard	4.8 WN	M2.0	YES	FRS20
	Standard Plus	3.3 NN	M1.6 or M1.8	Verify	FRS16/FRS18
	Standard Plus	3.3 RN	M2.0	YES	FRS20
	Standard Plus	4.1 RN	M2.0	YES	FRS20
	Standard Plus	4.8 RN	M2.0	YES	FRS20
	Standard Plus	4.8 WN	M2.0	YES	FRS20
	Tapered Effect	3.3 RN	M2.0	YES	FRS20
	Tapered Effect	4.1 RN	M2.0	YES	FRS20
	Tapered Effect	4.8 RN	M2.0	YES	FRS20
	Bone Level Implant	3.3 NC	M1.6 or M1.8	Verify	FRS16/FRS18
	Bone Level Implant	4.1 NC	M1.6 or M1.8	Verify	FRS16/FRS18
	Bone Level Implant	4.8 NC	M1.6 or M1.8	Verify	FRS16/FRS18
BIOMET 3i	Certain® Internal	3.4	M1.6	YES	FRS16
	Certain® Internal	4.1	M1.6	YES	FRS16
	Certain® Internal	5.0	M1.6	YES	FRS16

Ten materiał jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy i NIE jest przeznaczony do udostępniania pacjentom. Zabrania się jego rozpowszechniania, kopiowania lub ujawniania bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Proident Neo sp. z o.o

Implant Compatibility List for NeoBiotech Fixture Remover Kit

W przypadku producentów, którzy nie zostali wymienieni na liście, zaleca się, aby klinicysta przeprowadził próbę dopasowania, wybierając analog lub implant o odpowiednim gwincie i przetestował kompatybilność rozpoczynając od śruby FRS o największej średnicy (M2.5), a następnie – w kolejności malejącej – kolejne dostępne rozmiary. Takie postępowanie pozwoli na bezpieczne i dokładne określenie zgodności systemów.

Corporation	Implant System	Implant Diameter	Screw Size to use	Solution Kit Compatibility	Product Name
BIOMET 3i	Certain® Internal	6.0	M1.6	YES	FRS16
	External	3.4	M2.0	YES	FRS20
	External	4.1	M2.0	YES	FRS20
	External	5.0	M2.0	YES	FRS20
	External	6.0	M2.0	YES	FRS20
Zimmer® (Screw-Vent®)	Screw Advent Implant	3.3	1-72UNF	YES	FRS172
	Screw Advent Implant	3.7	1-72UNF	YES	FRS172
	Screw Advent Implant	4.7	1-72UNF	YES	FRS172
	Tapered Screw Advent Implant	3.7	1-72UNF	YES	FRS172
	Tapered Screw Advent Implant	4.7	1-72UNF	YES	FRS172
	Tapered Screw Advent Implant	6.0	1-72UNF	YES	FRS172
	Advent® Implant	3.7	1-72UNF	YES	FRS172
	Advent® Implant	4.7	1-72UNF	YES	FRS172
	Advent® Implant	4.7	1-72UNF	YES	FRS172
Zimmer® (Swissplus®)	Straight Swissplus Implant	4.1	M2.0	YES	FRS20
	Straight Swissplus Implant	4.8	M2.0	YES	FRS20
	Tapered Swissplus Implant	3.7	1-72UNF	YES	FRS172
	Tapered Swissplus Implant	3.7	M2.0	YES	FRS20
	Tapered Swissplus Implant	4.8	M2.0	YES	FRS20
Zimmer® (Spline®)	Spline Twist Implants	3.75mmD	1-72UNF	YES	FRS172
	Spline Twist Implants	5.0mmD	1-72UNF	YES	FRS172
	Spline Reliance Cylinder Implants	3.25mmD	1-72UNF	Verify	FRS172
	Spline Reliance Cylinder Implants	4.0mmD	1-72UNF	YES	FRS172
	Spline Reliance Cylinder Implants	5.0mmD	1-72UNF	YES	FRS172
Astra Tech®	OsseoSpeed	3.0S	M1.4	NO	FRS14
	OsseoSpeed	3.5S	M1.6	YES	FRS16
	OsseoSpeed	4.0S	M1.6	YES	FRS16
	OsseoSpeed	4.5	M2.0	YES	FRS20
	OsseoSpeed	5.0	M2.0	YES	FRS20
	OsseoSpeed	5.0S	M2.0	YES	FRS20
Keyston Dental (Lifecore)	PrimaConnex® Internal Connection Tapered Implants	3.5	M1.8	YES	FRS18
	PrimaConnex® Internal Connection Tapered Implants	4.1	M1.8	YES	FRS18
	PrimaConnex® Internal Connection Tapered Implants	5.0	M1.8	Verify	FRS18
	PrimaConnex® Internal Connection Straight Implants	3.3	M1.8	Verify	FRS18
	PrimaConnex® Internal Connection Straight Implants	4.0	M1.8	Verify	FRS18
	PrimaConnex® Internal Connection Straight Implants	5.0	M1.8	YES	FRS18
	RENOVA® RBM Tapered Implants	3.75	M1.8	YES	FRS18
	RENOVA® RBM Tapered Implants	4.5/4.75	M1.8	YES	FRS18

Ten materiał jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy i NIE jest przeznaczony do udostępniania pacjentom. Zabrania się jego rozpowszechniania, kopiowania lub ujawniania bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Profident Neo sp. z o.o

Implant Compatibility List for NeoBiotech Fixture Remover Kit

W przypadku producentów, którzy nie zostali wymienieni na liście, zaleca się, aby klinicysta przeprowadził próbę dopasowania, wybierając analog lub implant o odpowiednim gwincie i przetestował kompatybilność rozpoczynając od śruby FRS o największej średnicy (M2.5), a następnie – w kolejności malejącej – kolejne dostępne rozmiary. Takie postępowanie pozwoli na bezpieczne i dokładne określenie zgodności systemów.

Corporation	Implant System	Implant Diameter	Screw Size to use	Solution Kit Compatibility	Product Name
Keyston Dental (Lifecore)	RENOVA RBM Straight Implants	3.75	M1.8	YES	FRS18
	RENOVA RBM Straight Implants	4.5/4.75	M1.8	YES	FRS18
	RESTORE® Small Diameter	3.3	1-72UNF	YES	FRS172
	RESTORE® Small Diameter	3.75 & 4.0	M2.0	YES	FRS20
	RESTORE Small Diameter Wide Diameter	5.0 & 6.0	M2.5	YES	FRS25
	STAGE-1® system	3.3 (RDS)	M2.0	YES	FRS20
	STAGE-1® system	4.1 (RDS)	M2.0	YES	FRS20
	STAGE-1® system	4.8 (RDS)	M2.0	YES	FRS20
	STAGE-1® system	4.8 (WDS)	M2.0	YES	FRS20
	STAGE-1® system	5.5 (WDS)	M2.0	YES	FRS20
	STAGE-1® system	6.3 (WDS)	M2.0	YES	FRS20
MIS®	MISTRAL Internal Octagon System	3.75	M2.0	YES	FRS20
	MISTRAL Internal Octagon System	4.1	M2.0	YES	FRS20
	MISTRAL Internal Octagon System	4.8	M2.0	YES	FRS20
	Biocom Internal	3.3	1-72UNF	YES	FRS172
	Biocom Internal	3.75	1-72UNF	YES	FRS172
	Biocom Internal	4.2	1-72UNF	YES	FRS172
	Biocom Internal	5.0	1-72UNF	YES	FRS172
	Biocom Internal	6.0	1-72UNF	YES	FRS172
	Seven® Internal	3.75	1-72UNF	YES	FRS172
	Seven® Internal	4.2	1-72UNF	YES	FRS172
	Seven® Internal	5.0	1-72UNF	YES	FRS172
	Seven® Internal	6.0	1-72UNF	YES	FRS172
	Lance Internal	3.75	1-72UNF	YES	FRS172
	Lance Internal	4.2	1-72UNF	YES	FRS172
	Lance Internal	5.0	1-72UNF	YES	FRS172
Dentsply™	Ankylos® Internal	3.5	M1.8	YES	FRS18
	Ankylos® Internal	4.5	M1.8	YES	FRS18
	Ankylos® Internal	5.5	M1.8	YES	FRS18
	Ankylos® Internal	7.0	M1.8	YES	FRS18
	Xive® S internal Implant	3.0	M1.6	YES	FRS16
	Xive® S internal Implant	3.4	M1.6	YES	FRS16
	Xive® S internal Implant	3.8	M1.6	YES	FRS16
	Xive® S internal Implant	4.5	M1.6	YES	FRS16
	Xive® S internal Implant	5.5	M1.6	YES	FRS16
	Xive TG External Implant	3.4	M1.4	Verify	FRS14
	Xive TG External Implant	3.8	M1.4	Verify	FRS14
	Xive TG External Implant	4.5	M1.4	Verify	FRS14

Ten materiał jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy i NIE jest przeznaczony do udostępniania pacjentom. Zabrania się jego rozpowszechniania, kopiowania lub ujawniania bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Proident Neo sp. z o.o

Implant Compatibility List for NeoBiotech Fixture Remover Kit

W przypadku producentów, którzy nie zostali wymienieni na liście, zaleca się, aby klinicysta przeprowadził próbę dopasowania, wybierając analog lub implant o odpowiednim gwincie i przetestował kompatybilność rozpoczynając od śruby FRS o największej średnicy (M2.5), a następnie – w kolejności malejącej – kolejne dostępne rozmiary. Takie postępowanie pozwoli na bezpieczne i dokładne określenie zgodności systemów.

Corporation	Implant System	Implant Diameter	Screw Size to use	Solution Kit Compatibility	Product Name
Dentsply™	Frialit® Internal Implant	3.4	M1.6	YES	FRS16
	Frialit® Internal Implant	3.8	M1.6	YES	FRS16
	Frialit® Internal Implant	4.5	M1.6	YES	FRS16
	Frialit® Internal Implant	5.5	M1.6	YES	FRS16
	Frialit® Internal Implant	6.5	M1.6	YES	FRS16
CAMLOG®	CAMLOG Root Line	3.8	M1.6	YES	FRS16
	CAMLOG Root Line	4.3	M1.6	YES	FRS16
	CAMLOG Root Line	5.0	M2.0	YES	FRS20
	CAMLOG Root Line	6.0	M2.0	YES	FRS20
Biohorizons®	Maestro® External implants	3.5	M2.0	Verify	FRS20
	Maestro® External implants	4.0	M2.0	Verify	FRS20
	Maestro® External implants	5.0	M2.0	Verify	FRS20
	Maestro® External implants	6.0	M2.0	Verify	FRS20
	Biohorizons Internal	3.5	1-72UNF	Verify	FRS20
	Biohorizons Internal	4.0	1-72UNF	Verify	FRS172
	Biohorizons Internal	5.7	1-72UNF	Verify	FRS172
SPI® Implant	SPI Internal Implant	3.5	M1.4	Verify	FRS14
	SPI Internal Implant	4.5	M1.6	YES	FRS16
	SPI Internal Implant	5.0	M1.6	YES	FRS16
	SPI Internal Implant	6.0	M1.6	YES	FRS16

PROFIDENT NEO
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce
 NIP 657 296 73 38 | Regon 521158953
 tel. +48 41 341 72 30 | sklep@profident.pl
 www.sklep.profident.pl

Ten materiał jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy i NIE jest przeznaczony do udostępniania pacjentom. Zabrania się jego rozpowszechniania, kopiowania lub ujawniania bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Profident Neo sp. z o.o